

Anti-HSPA6 兔多克隆抗体

K1334980 -20°C



产品信息

蛋白质全称	热休克 70kDa 蛋白 6
别名	Heat shock 70 kDa protein B', HSPA6, Heat shock 70 kDa protein 6, HSP70B-Prime, OTTHUMP0000032372
免疫原	小鼠 HSPA6 重组蛋白
Uniprot ID	P17066
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞骨架, 分泌型, 细胞核, 细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	71 kDa / 71 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 2000
 阳性样品: 肺


背景

HSPA6 (also known as HSP70B) is a member of the HSPA (HSP70) family of heat-shock proteins which are highly conserved chaperons implicated in protein folding, protein refolding, protein transport, and protein targeting. Human HSP70B is known to be strictly inducible and shows very low or no basal expression levels in most cells. HSPA6 induction has been exploited as a reasonable biomarker of cellular stresses and its mRNA expression levels have been shown to be significantly induced against a variety of cellular stresses.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 HSPA6 蛋白(货号 K1334980).
 样品: 小鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 HSPA6 蛋白(货号 K1334980).
 样品: 大鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603