

Anti-MRPS25 兔多克隆抗体

K1335205 -20°C


产品信息

蛋白质全称	线粒体 28S 核糖体蛋白 S25
别名	MRP-S25, S25mt, Rpms25, Mitochondrial ribosomal protein S25
免疫原	KLH 偶联的小鼠 MRPS25 合成肽
Uniprot ID	Q9D125
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	20 kDa / 20 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脑

背景

Mitochondrial ribosomal protein S25 (MRPS25) belongs to the ribosomal protein S25/L51 family. It is a component of the mitochondrial ribosome small subunit (28S) which participates the translation of proteins. This antibody specifically recognizes the 18 kd MRPS25 protein.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MRPS25 蛋白(货号 K1335205).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603