

# Anti-TRAP100/MED24 兔多克隆抗体

K1335277 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	RNA 聚合酶 II 转录中介体亚基 24
别名	Mediator complex subunit 24, Thyroid hormone receptor-associated protein 4, Trap100, mTRAP100, Med24, D11Erttd307e, Thrap4, Trap100
免疫原	小鼠 TRAP100/MED24 重组蛋白
Uniprot ID	Q99K74
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 400-1: 1200

阳性样品: 附睾, 卵巢, 骨骼肌


## 背景

This gene encodes a component of the mediator complex, a transcriptional coactivator complex thought to be required for the expression of almost all genes. The mediator complex is recruited by transcriptional activators or nuclear receptors to induce gene expression, possibly by interacting with RNA polymerase II and promoting the formation of a transcriptional pre-initiation complex. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


## 图像



IHC 检测 TRAP100/MED24 蛋白(货号 K1335277).  
 样品: 小鼠卵巢, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TRAP100/MED24 蛋白(货号 K1335277).  
 样品: 小鼠骨骼肌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TRAP100/MED24 蛋白(货号 K1335277).  
 样品: 大鼠附睾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603