

# Anti-AKR7A2 兔多克隆抗体

K1335379 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	黄曲霉毒素 B1 醛还原酶成员 2
别名	Succinic semialdehyde reductase, Short name, SSA reductase, Akr7a2, Afar, AFB1 aldehyde reductase 1, AFB1AR1, AKR7, Aldo keto reductase family 7
免疫原	KLH 偶联的小鼠 AKR7A2 合成肽
Uniprot ID	Q8CG76
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 400-1: 800

阳性样品：脑，肾


## 背景

AKR7A2(Aflatoxin B1 aldehyde reductase member 2) is also named as AFAR, AFAR1, AKR7 and belongs to the aldo/keto reductase family. AKR7A2 enzyme is catalytically active toward aldehydes arising from lipid peroxidation, suggesting a potential role against the consequences of oxidative stress, and representing an important detoxication route in mammalian cells .


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 AKR7A2 蛋白(货号 K1335379).  
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 AKR7A2 蛋白(货号 K1335379).  
 样品: 大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603