

Anti-UBE2I/UBC9 兔多克隆抗体

K1335622 -20°C



产品信息

蛋白质全称	SUMO 结合酶 UBC9
别名	RING-type E3 SUMO transferase UBC9, SUMO-protein ligase, Ubiquitin carrier protein 9, mUBC9, Ubiquitin carrier protein 1, Ubiquitin-protein ligase 1, Ube2i, Ubc9, Ubce2i, Ubce9, UBE2I / UBC9
免疫原	KLH 偶联的小鼠 UBE2I / UBC9 合成肽
Uniprot ID	P63280
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核
预测分子量 / 观测分子量	18 kDa / 18 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: HeLa 细胞, 脾, 脑

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品:

背景

UBC9 is also named as UBE2I, UBCE9 and belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family. It is a homologue of the E2 ubiquitin conjugating enzyme and participates in the covalent linking of SUMO-1 molecule to the target protein. This protein is present at a high level in spleen and lung. Moderate level of UBC9 is detected in kidney and liver. Low amount of UBC9 is observed in brain, whereas the 18 kDa band of UBC9 is barely visible or absent in heart and skeletal muscle. In heart and muscle extracts the UBC9 antibodies recognizes a 38 kDa protein band, but this band is not visible in extracts of other rat tissues.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 UBE2I/UBC9 蛋白(货号 K1335622).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



WB 检测 UBE2I/UBC9 蛋白(货号 K1335622).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603