

# Anti-BTF3 兔多克隆抗体

K1336000 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	基础转录因子 3
别名	Nascent polypeptide-associated complex subunit beta, NAC-beta, RNA polymerase B transcription factor 3, Btf3
免疫原	小鼠 BTF3 重组蛋白
Uniprot ID	Q64152
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	22 kDa / 22 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：肺，脾

## 背景

When associated with NACA, prevents inappropriate targeting of non-secretory polypeptides to the endoplasmic reticulum (ER). Binds to nascent polypeptide chains as they emerge from the ribosome and blocks their interaction with the signal recognition particle (SRP), which normally targets nascent secretory peptides to the ER. BTF3 is also a general transcription factor that can form a stable complex with RNA polymerase II.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 BTF3 蛋白(货号 K1336000).  
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。  
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，  
 室温孵育 1 小时。  
 一抗：1: 500 稀释，4°C 孵育过夜。  
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603