

Anti-TLT-1 兔多克隆抗体

K1336600 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Trem 样转录物 1 蛋白
别名	TLT-1, Triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 1, Trem1, Tlt1
免疫原	小鼠 TLT-1 重组蛋白
Uniprot ID	Q8K558
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 骨, 脾


背景

This gene encodes a member of the triggering receptor expressed on myeloid cells-like (TREM) family. The encoded protein is a type 1 single Ig domain orphan receptor localized to the alpha-granule membranes of platelets. The encoded protein is involved in platelet aggregation, inflammation, and cellular activation and has been linked to Gray platelet syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 TLT-1 蛋白(货号 K1336600).
 样品: 小鼠骨, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TLT-1 蛋白(货号 K1336600).
 样品: 小鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603