

Anti-TANK/TRAF2 兔多克隆抗体

K1337014 -20°C


产品信息

蛋白质全称	TRAF 家族成员相关 NF-κB 激活剂
别名	TRAF-interacting protein, I-TRAF, Tank, Itraf
免疫原	KLH 偶联的小鼠 TRAF2 合成肽
Uniprot ID	P70347
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质
预测分子量 / 观测分子量	51 kDa / 45 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品: 结肠癌, 肝癌


背景

Acts as a regulator of TRAF function by maintaining them in a latent state. Overexpression inhibits TRAF2-mediated NF-kappa-B activation signaled by CD40, TNFR1 and TNFR2. Blocks TRAF2 binding to LMP1 and inhibits LMP1-mediated NF-kappa-B activation. May be involved in I-kappa-B-kinase (IKK) regulation; may function as an adapter for kinases such as TBK1 or IKKε that can modulate IKK activity.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 TANK/TRAF2 蛋白(货号 K1337014)(红色)。
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 TANK/TRAF2 蛋白(货号 K1337014)(红色)。
 样品: 人肝癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603