

Anti-gtf3c3 兔多克隆抗体

K1337755 -20°C



产品信息

蛋白质全称	通用转录因子 3C 亚基 3
别名	Transcription factor IIIC 102 kDa subunit, TFIIIC 102 kDa subunit, TFIIIC102, Transcription factor IIIC subunit gamma, TF3C-gamma, GTF3C3
免疫原	人 gtf3c3 重组蛋白
Uniprot ID	Q9Y5Q9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	101 kDa / 101 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1:1000-1:2000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1:600-1:4000
 阳性样品: 肾


背景

The protein encoded by this gene is part of the TFIIIC2 complex, which binds to the promoters of small nuclear and cytoplasmic RNA genes in order to recruit RNA polymerase III. The TFIIIC2 complex is composed of six subunits. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C 下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 gtf3c3 蛋白(货号 K1337755)(红色)。
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1:2300 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1:300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 gtf3c3 蛋白(货号 K1337755)(红色)。
 样品: 大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1:2300 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1:300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603