

Anti-WDR38 兔多克隆抗体

K1338061 -20°C



产品信息

蛋白质全称	WD 重复蛋白 38
别名	Wdr38, WD repeat domain 38
免疫原	小鼠 WDR38 重组蛋白
Uniprot ID	Q9D994
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	33 kDa / 33 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 2000-1: 4000

阳性样品：心


背景

WDR38 (WD Repeat Domain 38) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is TEP1.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 WDR38 蛋白(货号 K1338061).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 2000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603