

Anti-DMBT1 兔多克隆抗体

K1338781 -20°C



产品信息

蛋白质全称	恶性脑瘤缺失蛋白 1
别名	Apactin, CRP-ductin, Glycoprotein 300, gp300, Hensin, Mucin-like glycoprotein, Muclin, Vomeroglandin, p80, Dmbt1, Crpd
免疫原	KLH 偶联的小鼠 DMBT1 合成肽
Uniprot ID	Q60997
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 胃癌, 小肠


背景

Deleted in malignant brain tumors 1 (DMBT1), also known as the salivary scavenger and agglutinin (SALSA), salivary agglutinin (SAG) or gp340, is a multifunctional molecule with important functions in innate immunity, inflammation and epithelial homeostasis. DMBT1 has some isoforms with the molecular weight of 193, 260 and 340 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 DMBT1 蛋白(货号 K1338781)(红色)。
 样品: 人胃癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 DMBT1 蛋白(货号 K1338781)(红色)。
 样品: 小鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603