

Anti-PRAP1 兔多克隆抗体

K1339411 -20°C



产品信息

蛋白质全称	富脯氨酸酸性蛋白 1
别名	PRAP1, PRO1195, RP11 122K13.6, UPA, Pregnancy-specific uterine protein, Uterine-specific proline-rich acidic protein
免疫原	小鼠 PRAP1 重组蛋白
Uniprot ID	Q80XD8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 4000-1: 8000

阳性样品: 肾


背景

Proline rich acidic protein 1 (PRAP1) is also named as PRO1195 or UPA. It may play an important role in maintaining normal growth homeostasis in epithelial cells. Mitotic arrest deficient 1 (MAD1) is a key component in mitotic checkpoint signalling. Recent study identified PRAP1 as a novel MAD1 binding partner using yeast-two hybrid screening . PRAP1 has four isoforms with MW 16-20 kDa and 10 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 PRAP1 蛋白(货号 K1339411).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 6000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 PRAP1 蛋白(货号 K1339411).
 样品: 大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 6000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603