

# Anti-LIM domain only 3 兔多克隆抗体

**K1339432** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	LIM 域唯一蛋白 3
别名	LMO-3, Neuronal-specific transcription factor DAT1, Lmo3, DAT1, RHOM3, Rhombotin3, RBTNL2, RBTN3
免疫原	小鼠 LIM domain only 3 重组蛋白
Uniprot ID	Q8BZL8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人

稀释比：1: 1800-1: 3600

阳性样品：肺癌


## 背景

The protein encoded by this gene belongs to the rhombotin family of cysteine-rich LIM domain oncogenes. This gene is predominantly expressed in the brain. Related family members, LMO1 and LMO2 on chromosome 11, have been reported to be involved in chromosomal translocations in T-cell leukemia. Many alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 LIM domain only 3 蛋白(货号 K1339432).  
 样品：人肺癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复：柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2700 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 LIM domain only 3 蛋白(货号 K1339432).  
 样品：人肺癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复：柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2700 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**