

# Anti-Tropomodulin 3 兔多克隆抗体

K1339747 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	Tropomodulin-3
别名	TMOD3, tropomodulin 3 (ubiquitous), Ubiquitous tropomodulin, UTMOD, U-Tmod
免疫原	小鼠 Tropomodulin 3 重组蛋白
Uniprot ID	Q9JHJ0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞骨架
预测分子量 / 观测分子量	40 kDa / 40 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品: 肾

### ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠  
 稀释比: 1: 100-1: 400  
 阳性样品:


## 背景

Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 Tropomodulin 3 蛋白(货号 K1339747).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603