

Anti-GSTM3 兔多克隆抗体

K1339927 -20°C



产品信息

蛋白质全称	谷胱甘肽 S-转移酶 Mu3
别名	Glutathione S transferase Mu 3, GST class mu 3, GST5, GSTB, GSTM3, GSTM3 3, GTM3, hGSTM3 3
免疫原	小鼠 GSTM3 重组蛋白
Uniprot ID	P19639
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	26 kDa / 26 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：肝

背景

GSTM3 is a cytosolic enzyme involved in prostaglandin and leukotriene synthesis and in the metabolism of toxic compounds, such as chemotherapeutic drugs, insecticides, herbicides, carcinogens, and by-products of oxidative stress. GSTM3 is expressed in testis, brain, lung, and lymphocytes. GSTM3 have been reported to be dysregulated in cancers like prostate cancer and colon cancer.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GSTM3 蛋白(货号 K1339927).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。



WB 检测 GSTM3 蛋白(货号 K1339927).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603