

Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit gamma/PI3K-gamma 兔多克隆抗体

K1340080 -20°C


产品信息

蛋白质全称	磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸 3-激酶催化亚基γ
别名	p120 PI3K, PI3 kinase subunit gamma, PI3CG, PI3K, PI3K gamma, PI3K p110(gamma), PI3Kgamma, PIK3, PIK3CG, PtdIns 3 kinase subunit gamma, pi3k, PI3K
免疫原	小鼠 PI 3 Kinase catalytic subunit gamma/PI3K-gamma 重组蛋白
Uniprot ID	Q9JHG7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 膀胱


背景

This gene encodes a protein that belongs to the pi3/pi4-kinase family of proteins. The gene product is an enzyme that phosphorylates phosphoinositides on the 3-hydroxyl group of the inositol ring. It is an important modulator of extracellular signals, including those elicited by E-cadherin-mediated cell-cell adhesion, which plays an important role in maintenance of the structural and functional integrity of epithelia.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 PI 3 Kinase catalytic subunit gamma/PI3K-gamma 蛋白(货号 K1340080).
 样品: 小鼠膀胱, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 PI 3 Kinase catalytic subunit gamma/PI3K-gamma 蛋白(货号 K1340080).
 样品: 大鼠膀胱, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603