

Anti-Aspartate Aminotransferase 兔多克隆抗体

K1340203 -20°C



产品信息

蛋白质全称	胞质天冬氨酸转氨酶
别名	AATC, CAT, GIG18, GOT1, Transaminase A, cCAT, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, cAspAT
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Aspartate Aminotransferase 合成肽
Uniprot ID	P05201
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质
预测分子量 / 观测分子量	46 kDa / 46 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 大鼠
 稀释比: 1: 2000-1: 4000
 阳性样品: 脑


背景

Glutamate oxaloacetate transaminase 1 (GOT1) catalyzes the reversible reaction of L-aspartate and alpha-ketoglutarate into oxaloacetate and L-glutamate and plays a key role in carbon and nitrogen metabolism. GOT1 can potentially control the intracellular levels of reactive oxygen species (ROS) through NADPH synthesis and enhances tumor growth. GOT1 expression correlates with the growth of several tumors.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Aspartate Aminotransferase 蛋白(货号 K1340203).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Aspartate Aminotransferase 蛋白(货号 K1340203).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603