

# Anti-SYT4 兔多克隆抗体

K1340443 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	突触结合蛋白 4
别名	HsT1192, KIAA1342, Synaptotagmin 4, synaptotagmin IV, Synaptotagmin-4, SYT4, SytIV, Syt3
免疫原	小鼠 SYT4 重组蛋白
Uniprot ID	P40749
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	胞质囊泡

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：大鼠

稀释比：1: 900-1: 1800

阳性样品：黑质


## 背景

Synaptotagmin family member which does not bind Ca<sup>2+</sup>. Plays a role in dendrite formation by melanocytes.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 SYT4 蛋白(货号 K1340443).  
 样品：大鼠黑质, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复：柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 SYT4 蛋白(货号 K1340443).  
 样品：大鼠黑质, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复：柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603