

Anti-ANGPTL6 兔多克隆抗体

K1340740 -20°C



产品信息

蛋白质全称	血管生成素相关蛋白 6
别名	Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, Angptl6, Agf, ARP5, Angiopoietin-related protein 5
免疫原	小鼠 ANGPTL6 重组蛋白
Uniprot ID	Q8R0Z6
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	51 kDa / 51 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠, 大鼠

稀释比：1: 500-1: 1500

阳性样品：脑


背景

May play a role in the wound healing process. May promote epidermal proliferation, remodeling and regeneration. May promote the chemotactic activity of endothelial cells and induce neovascularization. May counteract high-fat diet-induced obesity and related insulin resistance through increased energy expenditure.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ANGPTL6 蛋白(货号 K1340740).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603