

Anti-Annexin V/ANXA5 兔多克隆抗体

K1340752 -20°C



产品信息

蛋白质全称	膜联蛋白 A5
别名	Anchorin CII, Annexin 5, Annexin V, ANX5, ANXA5, Calphobindin I, CBP-I, Endonexin II, ENX2, Lipocortin V, PAP-I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant alpha
免疫原	小鼠 Annexin V/ANXA5 重组蛋白
Uniprot ID	P48036
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	36 kDa / 36 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 3000

阳性样品：MCF7 细胞，胃，脑


背景

Annexin A5 (ANXA5), is a member of the structurally related family of annexin proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Annexin V/ANXA5 蛋白(货号 K1340752).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603