

Anti-GSTM5 兔多克隆抗体

K1340773 -20°C



产品信息

蛋白质全称	谷胱甘肽 S-转移酶 Mu5
别名	GST class-mu 5, GSTM5, GSTM5 5, GTM5, Fibrous sheath component 2, Fsc2, Glutathione S alkyltransferase M5
免疫原	小鼠 GSTM5 重组蛋白
Uniprot ID	P48774
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	27 kDa / 27 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人, 小鼠, 大鼠

稀释比：1: 800-1: 2000

阳性样品：肾


背景

GSTM5 belongs to the GST superfamily that metabolizes a broad range of xenobiotics and carcinogens. GSTM5 is expressed in brain, testis, lung and a lesser extent in heart. No expression was detected in liver tissue.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GSTM5 蛋白(货号 K1340773).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603