

# Anti-TSPAN1 兔多克隆抗体

K1340941 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	四次跨膜蛋白 1
别名	9030418M05Rik, NET 1, RP11 322N21.1, Tetraspan NET 1, tetraspanin 1, Tetraspanin TM4 C, TSPAN-1, TSPAN1
免疫原	小鼠 TSPAN1 重组蛋白
Uniprot ID	Q99J59
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	溶酶体

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 2000-1: 4000

阳性样品：结肠，肾


## 背景

TSPAN1 is a membrane protein of the tetraspanin superfamily, which are characterized by the presence of four conserved transmembrane regions. Tetraspanins have been involved in diverse processes such as cell activation and proliferation, adhesion and motility, differentiation, and cancer. Altered TSPAN1 expression has been associated with the progression in some neoplasms including hepatocellular carcinoma, colorectal, gastric and breast cancers.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 TSPAN1 蛋白(货号 K1340941).  
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TSPAN1 蛋白(货号 K1340941).  
 样品: 大鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603