

Anti-GSTA4 兔多克隆抗体

K1341112 -20°C



产品信息

蛋白质全称	谷胱甘肽 S-转移酶 A4
别名	Glutathione S-transferase A4-4, GST class alpha member 4, GSTA4, GSTA4-4, GTA4, Glutathione S-transferase 5.7, GST 5.7
免疫原	KLH 偶联的小鼠 GSTA4 合成肽
Uniprot ID	P24472
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	26 kDa / 26 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 300-1: 600

阳性样品: 胸腺


背景

Conjugation of reduced glutathione to a wide number of exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GSTA4 蛋白(货号 K1341112).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603