

Anti-CNOT8 兔多克隆抗体

K1341544 -20°C



产品信息

蛋白质全称	CCR4-NOT 转录复合体亚基 8
别名	CAF1, CAF1 like protein, CAF2, CALIF, CALIFp, CCR4-associated factor 8, CNOT8, hCAF1, POP2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 CNOT8 合成肽
Uniprot ID	Q9D8X5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 400-1: 800

阳性样品: 睾丸


背景

CCR4-NOT transcription complex subunit 8(CNOT8), is a ubiquitous transcription factor, which required for a diverse set of processes. The CCR4-NOT complex is a global regulator of RNA polymerase II, and functions as general transcription regulation complex. It consisted part by CCR4, NOT1 to NOT5, and CAF1. This is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length chain of human CNOT8.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 CNOT8 蛋白(货号 K1341544).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 CNOT8 蛋白(货号 K1341544)(红色).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603