

# Anti-ARL3 兔多克隆抗体

K1341568 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	ADP-核糖基化因子样蛋白 3
别名	ADP ribosylation factor like 3, ARFL3, ARL3
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ARL3 合成肽
Uniprot ID	Q9WUL7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	20 kDa / 20 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1500

阳性样品：心


## 背景

ARL3 (ADP-ribosylation factor-like 3) is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL3 binds guanine nucleotides but lacks ADP-ribosylation factor activity. ARL3 is believed to be involved in ciliary and microtubule-dependent processes.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 ARL3 蛋白(货号 K1341568).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603