

Anti-CD163 兔多克隆抗体

K1341253 -20°C



产品信息

蛋白质全称	清道夫受体富含半胱氨酸 1 型蛋白 M130
别名	CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, MM130, sCD163, SCAR11
免疫原	小鼠 CD163 重组蛋白
Uniprot ID	Q2VLH6
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 分泌型
预测分子量 / 观测分子量	121 kDa / 130-160 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品: lps (24h) 肺诱导炎症模型, lps (6h) 诱导的肺部炎症模型


背景

CD163 is a transmembrane protein which belongs to the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily. This protein is a scavenger receptor for the hemoglobin-haptoglobin complex and is a marker for monocytes and macrophages. Soluble CD163 (sCD163), as a result of ectodomain shedding during inflammatory activation of macrophages, circulates in blood and has been suggested as a plasma/serum marker for macrophage activity.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C 下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 CD163 蛋白(货号 K1341253).
 样品: 小鼠 lps (6h) 诱导的肺部炎症模型, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CD163 蛋白(货号 K1341253).
 样品: 大鼠 lps (24h) 肺诱导炎症模型, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603