

Anti-COQ7 兔多克隆抗体

K1341811 -20°C



产品信息

蛋白质全称	线粒体 5-脱甲基泛醌羟化酶
别名	CAT5, CLK-1, CLK1, COQ7, Timing protein clk 1 homolog
免疫原	小鼠 COQ7 重组蛋白
Uniprot ID	P97478
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体, 细胞核
预测分子量 / 观测分子量	24 kDa / 20 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 3000
 阳性样品: 肾

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 300-1: 600
 阳性样品: 肾

背景

Catalyzes the hydroxylation of 2-polyprenyl-3-methyl-6-methoxy-1,4-benzoquinol (DMQH2) during ubiquinone biosynthesis. Has also a structural role in the COQ enzyme complex, stabilizing other COQ polypeptides. Involved in lifespan determination in a ubiquinone-independent manner.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



WB 检测 COQ7 蛋白(货号 K1341811).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



IF 检测 COQ7 蛋白(货号 K1341811)(红色).
 样品: 人肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.



IF 检测 COQ7 蛋白(货号 K1341811)(红色).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603