

# Anti-Ly-6K 兔多克隆抗体

**K1341838** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	淋巴细胞抗原 6K
别名	CT97, mLy 6K, ThB, Thymocyte B cell antigen, Lymphocyte Antigen 6 Complex, Lymphocyte antigen Ly-6K, HSJ001348
免疫原	小鼠 Ly-6K 重组蛋白
Uniprot ID	Q9CWP4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	17 kDa / 25 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 3000

阳性样品: 睾丸

## 背景

Required for sperm migration into the oviduct and male fertility by controlling binding of sperm to zona pellucida . May play a role in cell growth.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 Ly-6K 蛋白(货号 K1341838).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**