

Anti-DAPK2 兔多克隆抗体

K1341946 -20°C



产品信息

蛋白质全称	死亡相关蛋白激酶 2
别名	DAP kinase 2, DAP kinase related protein 1, DAPK2, DAPK2-Specific, DRP 1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 DAPK2 合成肽
Uniprot ID	Q8VDF3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	43 kDa / 45 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 500

阳性样品：肾

背景

DAPK2, also named as DRP-1, belongs to the protein kinase superfamily, CAMK Ser/Thr protein kinase family and DAP kinase subfamily. DAPK2 is a calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase which acts as a positive regulator of apoptosis. DAPK2 catalyzes the reaction: ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein. The antibody is specific to DAPK2.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 DAPK2 蛋白(货号 K1341946).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603