

Anti-LARP7 兔多克隆抗体

K1342039 -20°C



产品信息

| | |
|---------------|----------------------------------------------|
| 蛋白质全称 | La 相关蛋白 7 |
| 别名 | HDCMA18P, La related protein 7, LARP7, PIP7S |
| 免疫原 | 小鼠 LARP7 重组蛋白 |
| Uniprot ID | Q05CL8 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞核 |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 65 kDa / 65 kDa |

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 2000-1: 4000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 睾丸


背景

LARP7 belongs to the LARP RNA-binding protein family, which includes the lupus LA antigen gene, and modulates the metabolism and function of a variety of RNA species [PMID:20138158]. LARP7 binds to the 7SK RNP complex, and sequesters the positive transcription elongation factor b (P-TEFb) in an inactive form, preventing RNA polymerase II phosphorylation and subsequent transcriptional elongation. binds to and stabilizes 7sk snRNA[PMID:19416841].


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 LARP7 蛋白(货号 K1342039)(红色)。
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 LARP7 蛋白(货号 K1342039)(红色)。
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603