

Anti-FUBP1/FBP 兔多克隆抗体

K1342051 -20°C



产品信息

蛋白质全称	远端元件结合蛋白 1
别名	DNA helicase V, FBP, FUBP, FUBP1, FUSE binding protein 1, hDH V
免疫原	小鼠 FUBP1/FBP 重组蛋白
Uniprot ID	Q91WJ8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	69 kDa / 69 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 700-1: 1400
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 睾丸


背景

FUBP1 also termed as FBP and FUSE-binding protein 1 is 644 amino-acid protein, which localizes in the nucleus. FUBP1 binds to a single-stranded far-upstream element (FUSE) upstream of the MYC promoter and regulates the MYC expression, indicating that FBP1 functions as a growth-dependent regulator of c-Myc expression. FUBP1 binds to FUSE, and PUF60, and forms a stable tripartite complex, which represses activated but not basal c-myc transcription after transcription initiation by delaying promoter escape. FUBP1 may be acting both as activator and repressor of transcription.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 FUBP1/FBP 蛋白(货号 K1342051).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 FUBP1/FBP 蛋白(货号 K1342051).
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603