

Anti-HADHB 兔多克隆抗体

K1342075 -20°C



产品信息

蛋白质全称	羟酰基辅酶 A 脱氢酶三功能多酶复合物亚基 beta
别名	Acetyl CoA acyltransferase, Beta ketothiolase, ECHB, HADHB, MSTP029, TP BETA
免疫原	小鼠 HADHB 重组蛋白
Uniprot ID	Q99JY0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体
预测分子量 / 观测分子量	51 kDa / 51 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 4000-1: 8000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 1000-1: 2000
 阳性样品: 结肠癌, 肝癌


背景

HADHB, also named as TP- beta, Acetyl-CoA acyltransferase and Beta-ketothiolase, is a mitochondrial trifunctional enzyme subunit beta. Mitochondrial trifunctional enzyme catalyzes the last three of the four reactions of the mitochondrial beta-oxidation pathway. The mitochondrial beta-oxidation pathway is the major energy-producing process in tissues and is performed through four consecutive reactions breaking down fatty acids into acetyl-CoA.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 HADHB 蛋白(货号 K1342075)(红色)。
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 HADHB 蛋白(货号 K1342075)(红色)。
 样品: 人肝癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603