

Anti-CINP 兔多克隆抗体

K1342117 -20°C


产品信息

蛋白质全称	细胞周期蛋白依赖性激酶 2 相互作用蛋白
别名	Cinp, MGC849
免疫原	小鼠 CINP 重组蛋白
Uniprot ID	Q9D0V8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	24 kDa / 24 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 300-1: 600
 阳性样品: 海马区

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 100-1: 400
 阳性样品:


背景

The protein encoded by this gene is reported to be a component of the DNA replication complex as well as a genome-maintenance protein. It may interact with proteins important for replication initiation and has been shown to bind chromatin at the G1 phase of the cell cycle and dissociate from chromatin with replication initiation. It may also serve to regulate checkpoint signaling as part of the DNA damage response. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 CINP 蛋白(货号 K1342117).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603