

Anti-GAS2 兔多克隆抗体

K1342150 -20°C



产品信息

蛋白质全称	生长停滞特异性蛋白 2
别名	GAS-2, GAS2, growth arrest 2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 GAS2 合成肽
Uniprot ID	P11862
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	35 kDa / 35 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 600

阳性样品：肝

背景

May play a role in apoptosis by acting as a cell death substrate for caspases. Is cleaved during apoptosis and the cleaved form induces dramatic rearrangements of the actin cytoskeleton and potent changes in the shape of the affected cells. May play a role in chondrocyte proliferation and differentiation, and in limb myogenesis. May be involved in the regulation of the apoptosis in the interdigital tissues of the developing hindlimb. May be involved in the membrane ruffling process.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GAS2 蛋白(货号 K1342150).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603