

Anti-SOX6 兔多克隆抗体

K1342198 -20°C



产品信息

蛋白质全称	转录因子 SOX-6
别名	HSSOX6, SOX6, SOXD, SRY box 6, SRY box containing gene 6
免疫原	小鼠 SOX6 重组蛋白
Uniprot ID	P40645
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 400-1: 800

阳性样品: 脑


背景

Transcription factor that plays a key role in several developmental processes, including neurogenesis, chondrocytes differentiation and cartilage formation (Probable). Specifically binds the 5'-ACAAT-3' DNA motif present in enhancers and super-enhancers and promotes expression of genes important for chondrogenesis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 SOX6 蛋白(货号 K1342198).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 SOX6 蛋白(货号 K1342198).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603