

Anti-GATAD2A 兔多克隆抗体

K1342324 -20°C



产品信息

蛋白质全称	转录抑制因子 p66α
别名	GATAD2A, Hp66alpha, p66 alpha, Hp66 alpha, GATA zinc finger domain containing 2A
免疫原	小鼠 GATAD2A 重组蛋白
Uniprot ID	Q8CHY6
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	67 kDa / 72 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：睾丸

背景

Transcriptional repressor (By similarity). Enhances MBD2-mediated repression. Efficient repression requires the presence of GATAD2B (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GATAD2A 蛋白(货号 K1342324).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603