

# Anti-IFT81 兔多克隆抗体

K1342327 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	鞭毛内运输蛋白 81 同源物
别名	CDV-1, CDV 1R, CDV1, CDV1R, IFT81
免疫原	小鼠 IFT81 重组蛋白
Uniprot ID	O35594
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞突起
预测分子量 / 观测分子量	79 kDa / 85 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 700-1: 1400  
 阳性样品: 脑, 肾

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 1000-1: 2000  
 阳性样品: 肺

## 背景

Component of the intraflagellar transport (IFT) complex B: together with IFT74, forms a tubulin-binding module that specifically mediates transport of tubulin within the cilium. Binds tubulin via its CH (calponin-homology)-like region. Required for ciliogenesis. Required for proper regulation of SHH signaling.; [Isoform CDV-1]: May be involved in cardiac hypertrophy caused by carnitine deficiency.; [Isoform CDV-1R]: May play a role in development of the testis and spermatogenesis.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


## 图像



WB 检测 IFT81 蛋白(货号 K1342327).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



IHC 检测 IFT81 蛋白(货号 K1342327).  
 样品: 小鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔,即用型) (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 IFT81 蛋白(货号 K1342327).  
 样品: 大鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔,即用型) (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603