

# Anti-AIP 兔多克隆抗体

K1342342 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	AH 受体相互作用蛋白
别名	AIP, ARA9, FKBP16, FKBP37, HBV X associated protein 2, Immunophilin homolog ARA9, XAP 2, XAP2
免疫原	小鼠 AIP 重组蛋白
Uniprot ID	O08915
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质
预测分子量 / 观测分子量	38 kDa / 36/48 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠  
 稀释比: 1: 1600-1: 3200  
 阳性样品: 海马区


## 背景

May play a positive role in AHR-mediated (aromatic hydrocarbon receptor) signaling, possibly by influencing its receptivity for ligand and/or its nuclear targeting.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 AIP 蛋白(货号 K1342342).  
 样品: 小鼠海马区, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 AIP 蛋白(货号 K1342342).  
 样品: 小鼠海马区, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2400 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603