

Anti-TAF6 兔多克隆抗体

K1342615 -20°C



产品信息

蛋白质全称	转录起始因子 TFIID 亚基 6
别名	TAF2E, TAFII70, TAFII80, TAFII85, TAF6
免疫原	小鼠 TAF6 重组蛋白
Uniprot ID	Q62311
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	73 kDa / 95 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：睾丸

背景

TAFs are components of the transcription factor IID (TFIID) complex, PCAF histone acetylase complex and TBP-free TAFII complex (TFTC). TFIID is multimeric protein complex that plays a central role in mediating promoter responses to various activators and repressors (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TAF6 蛋白(货号 K1342615).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603