

# Anti-COQ5 兔多克隆抗体

K1342843 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	线粒体 2-甲氧基-6-聚戊二烯基-1,4-苯并噻醇甲基化酶
别名	D5ErtD33e, Ubiquinone methyltransferase COQ5, Coq5 biosynthesis
免疫原	KLH 偶联的小鼠 COQ5 合成肽
Uniprot ID	Q9CXI0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	37 kDa / 35 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：小鼠

稀释比：1: 700-1: 1000

阳性样品：脑


## 背景

Methyltransferase required for the conversion of 2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinol (DDMQH2) to 2-polyprenyl-3-methyl-6-methoxy-1,4-benzoquinol (DMQH2).

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 COQ5 蛋白(货号 K1342843).  
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，  
 室温孵育 1 小时。  
 一抗：1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜。  
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603