

# Anti-ACY3 兔多克隆抗体

K1342912 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	N-酰基芳香族-L-氨基酸酰胺水解酶(羧酸形成)
别名	ACY 3, ACY3, Acylase III, Aminoacylase 3, ASPA2, Aspartoacylase 2, HCBP1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ACY3 合成肽
Uniprot ID	Q91XE4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	35 kDa / 35 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 3000

阳性样品: 肾


## 背景

Plays an important role in deacetylating mercapturic acids in kidney proximal tubules. Also acts on N-acetyl-aromatic amino acids.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 ACY3 蛋白(货号 K1342912).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603