

Anti-HIBCH 兔多克隆抗体

K1343086 -20°C



产品信息

蛋白质全称	线粒体 3-羟基异丁酰辅酶 A 水解酶
别名	HIB CoA hydrolase, HIBCH, HIBYL COA H
免疫原	小鼠 HIBCH 重组蛋白
Uniprot ID	Q8QZS1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人
 稀释比：1: 2000-1: 4000
 阳性样品：肝


背景

Hydrolyzes 3-hydroxyisobutyryl-CoA (HIBYL-CoA), a saline catabolite. Has high activity toward isobutyryl-CoA. Could be an isobutyryl-CoA dehydrogenase that functions in valine catabolism. Also hydrolyzes 3-hydroxypropanoyl-CoA (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 HIBCH 蛋白(货号 K1343086).
 样品: 人肝, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603