

Anti-GSTK1 兔多克隆抗体

K1343359 -20°C



产品信息

蛋白质全称	谷胱甘肽 S 转移酶κ1
别名	DsbA-L, GST, GST 13 13, GST class kappa, GST13, GST13 13, GSTK1, GSTK1 1, hGSTK1
免疫原	小鼠 GSTK1 重组蛋白
Uniprot ID	Q9DCM2
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	26 kDa / 25 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 800-1: 1200

阳性样品：肝


背景

Significant glutathione conjugating activity is found only with the model substrate, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GSTK1 蛋白(货号 K1343359).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909)，1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603