

# Anti-RTN3/HAP 兔多克隆抗体

K1343446 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	网状蛋白 3
别名	ASYIP, HAP, NSP like protein 2, NSP like protein II, NSPL2, NSPLII, reticulon 3, RTN3, RTN3 A1
免疫原	小鼠 RTN3 重组蛋白
Uniprot ID	Q9ES97
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	内质网, 高尔基体, 膜

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 脑


## 背景

May be involved in membrane trafficking in the early secretory pathway. Inhibits BACE1 activity and amyloid precursor protein processing. May induce caspase-8 cascade and apoptosis. May favor BCL2 translocation to the mitochondria upon endoplasmic reticulum stress (By similarity). Induces the formation of endoplasmic reticulum tubules.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 RTN3/HAP 蛋白(货号 K1343446).  
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 RTN3/HAP 蛋白(货号 K1343446).  
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603