

Anti-RTKN2 兔多克隆抗体

K1343614 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Rhotekin-2
别名	PLEKHK1, rhotekin 2, RTKN2
免疫原	小鼠 RTKN2 重组蛋白
Uniprot ID	Q14B46
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质, 细胞核
预测分子量 / 观测分子量	67 kDa / 70 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 500-1: 800
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 600-1: 1200
 阳性样品: 结肠癌, 肺


背景

May play an important role in lymphopoiesis. [ECO:0000250].


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 RTKN2 蛋白(货号 K1343614).
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 RTKN2 蛋白(货号 K1343614).
 样品: 人肺, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603