

Anti-APOL4 兔多克隆抗体

K1343701 -20°C



产品信息

蛋白质全称	载脂蛋白 L4
别名	APOL-IV, APOL4, Apolipoprotein L IV, apolipoprotein L, 4, Apolipoprotein L4, APOLIV
免疫原	人 APOL4 重组蛋白
Uniprot ID	Q9BPW4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	39 kDa / 52 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠, 大鼠

稀释比：1: 800-1: 1200

阳性样品：肺


背景

May play a role in lipid exchange and transport throughout the body. May participate in reverse cholesterol transport from peripheral cells to the liver (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 APOL4 蛋白(货号 K1343701).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603