

Anti-ROD1 兔多克隆抗体

K1345318 -20°C



产品信息

蛋白质全称	多聚嘧啶区结合蛋白 3
别名	PTBP3, Regulator of differentiation 1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ROD1 合成肽
Uniprot ID	Q8BHD7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	57 kDa / 57 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 胸腺


背景

RNA-binding protein that mediates pre-mRNA alternative splicing regulation. Plays a role in the regulation of cell proliferation, differentiation and migration. Positive regulator of EPO-dependent erythropoiesis. Participates in cell differentiation regulation by repressing tissue-specific exons. Promotes Fas exon 6 skipping. Binds RNA, preferentially to both poly(G) and poly(U) (By similarity).

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ROD1 蛋白(货号 K1345318).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603