

# Anti-GABA Transporter 3/GAT 3 兔多克隆抗体

K1345327 -20°C



## 产品信息

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 蛋白质全称      | 钠氯依赖性 GABA 转运体 3                 |
| 别名         | GABT3, GAT 3, GAT3, SLC6A11      |
| 免疫原        | KLH 偶联的小鼠 GABA Transporter 3 合成肽 |
| Uniprot ID | P31650                           |
| 抗体亚型       | IgG                              |
| 纯化方式       | 亲和纯化                             |
| 亚细胞定位      | 膜                                |

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠

稀释比：1: 500-1: 2000

阳性样品：脑，脊髓


## 背景

Terminates the action of GABA by its high affinity sodium-dependent reuptake into presynaptic terminals. Can also transport beta-alanine and taurine.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 GABA Transporter 3/GAT 3 蛋白(货号 K1345327).  
 样品：小鼠脊髓, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 GABA Transporter 3/GAT 3 蛋白(货号 K1345327).  
 样品：大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603