

Anti-MS4A6A 兔多克隆抗体

K1345405 -20°C



产品信息

蛋白质全称	跨膜 4 域亚家族 A 成员 6A
别名	4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20 antigen like 3, CD20L3, CDA01, MS4A6, MS4A6A, MST090, MSTP090
免疫原	KLH 偶联的人 MS4A6A 合成肽
Uniprot ID	Q9H2W1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	27 kDa / 27 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：脾

背景

MS4A6A is a member of the membrane-spanning 4A gene family and may be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex. There are three named isoforms.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MS4A6A 蛋白(货号 K1345405).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603