

Anti-SLC35B4 兔多克隆抗体

K1345840 -20°C



产品信息

蛋白质全称	UDP-木糖和 UDP-N-乙酰葡萄糖胺转运体
别名	YEA4, PSEC0055, YEA4 homolog
免疫原	KLH 偶联的小鼠 SLC35B4 合成肽
Uniprot ID	Q8CIA5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	38 kDa / 35 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：脑


背景

Sugar transporter that specifically mediates the transport of UDP-xylose (UDP-Xyl) and UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) from cytosol into Golgi. [ECO:0000250].

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 SLC35B4 蛋白(货号 K1345840).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603